KERN **347-137-100-N00**

Trägerstange (Newton), 50 N, Edelstahl feingedreht



Erstellungsdatum: 28.07.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange (Newton)
Produktfamilie	347-N

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	50 N

Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ B)
Material	Edelstahl feingedreht
Maximales Gesamtgewicht (Newton)	950 N
Größtes Einzelgewicht (Newton)	100 N
Abmessungen (Ø×H)	138×691,5 mm
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-643N

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	6 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	138×138×691,5 mm
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Volumengewicht	2,6 kg

Produktinformationen

Garantiezeit	24 mon
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
GTIN/EAN-Nummer	4045761366824

Piktogramme

STANDARD

6 DAYS

OPTION

DAkkS