
KERN **347-137**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 kg, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	12,0465
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume (cm^3)	595,2381
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	100

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Sleufgewicht (Type B)
Afmetingen (Ø×H)	178×33,6 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-643

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×34 mm
Verzendmethode	Pakketdienst

Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761366831
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS