KERN **347-147-100-N00**

Trägerstange (Newton), 100 N, Edelstahl feingedreht



Erstellungsdatum: 28.07.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange (Newton)
Produktfamilie	347-N

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	100 N

Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ B)
Material	Edelstahl feingedreht
Maximales Gesamtgewicht (Newton)	1,26 kN
Größtes Einzelgewicht (Newton)	100 N
Abmessungen (Ø×H)	178×901,9 mm
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-644N

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	6 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	178×178×901,9 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Volumengewicht	5,7 kg

Produktinformationen

Garantiezeit	36 mon
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
GTIN/EAN-Nummer	4045761366862

Piktogramme

STANDARD

6 DAYS

OPTION

DAkkS