KERN **347-445-100**

Steunstang, OIML-klasse M1, 10 g, aluminium



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Steunstang
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0241
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume (cm^3)	1,1905
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	8400
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	170

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Steunstang (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	13×113,5 mm
Materiaal	aluminium
Maximaal totaalgewicht	0,2 kg
Maximaal individueel gewicht	0,1 kg
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-634

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×114 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761009158
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

