
# KERN **348-03**

Milligramgewicht, M1, 5 mg, =ATTRVAL("weightShape")}, edelstaal gepolijst



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML M1 |
| Productfamilie | 348 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 5 mg |
| Testgewicht OIML klasse | M1 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 0,2 mg |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht - dichtheid (kg/m$^3$) | 7960 |
| Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m$^3$) | 170 |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Bouwvorm gewicht | Plaatje |
| Afmetingen gewicht (B×D×H) | 6×6×3 mm |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Type afstelling | Vijlen |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-653 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 6×6×3 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,05 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Optionele etuis

| | |
|---|---|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 347-009-400 |
| Etui - aluminium Artikelnummer | 317-009-600 |
| Etui - Hout Artikelnummer | 338-090-200 |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761240155 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD

1 DAY

### OPTION

DAkkS