KERN **348-05**

Milligramgewicht, M1, 20 mg, =ATTRVAL("weightShape")}, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	348

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 mg
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,3 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7960
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	170

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Plaatje
Afmetingen gewicht (B×D×H)	5,5×5,5×2 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Vijlen

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-655

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	5,5×5,5×2 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-009-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Hout Artikelnummer	338-090-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761240179
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS