KERN **353-450-200**

Houten etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 500 g)



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 g
Geval geschikt voor OIML-klassen	F2 + M1 + M2
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	168×98×78 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 g

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	168×98×78 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,36 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761010697
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen