KERN **354-056**

Gewichtenset, M2, 1 g - 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g
Testgewicht OIML klasse	M2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	210×140×98 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-618

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×140×98 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,6 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	314-050-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761292352
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS