KERN **354-06**

Gewichtenset, M2, 1 g - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	M2
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	230×180×112 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-619

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×112 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,21 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,9 kg

Optionele etuis	
Etui - Hout Artikelnummer	353-460-200

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761292369
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS