KERN **357-13**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 5 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	357

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	12,0465
Testgewicht OIML klasse	M2
Testgewicht - volume (cm^3)	595,2381
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	800 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	80×147 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-643

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×165 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-130-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-130-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-130-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761289048
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS