KERN **357-14**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 10 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	357

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	24,093
Testgewicht OIML klasse	M2
Testgewicht - volume (cm^3)	1190,4762
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,6 g
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	100×185 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-644

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	115×115×198 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,5 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-140-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-140-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-140-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761289062
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS