KERN **362-96**

Gewichtenset, M3, 1 g - 1 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt (≥ 100 g), knop (≤ 50 g, ≥ 500 g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	362

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	M3
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	260×95×50 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	gietijzer gelakt
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in een blok hout

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-619

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	260×95×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	2,8 kg
Verzendgewicht	2,75 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	362-960-300

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761011823
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS