
KERN **366-88**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 20 kg, Blok, gietijzer gelakt



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	238,048
Testgewicht OIML klasse	M3
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	2816,9014
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	10 g
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7100
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	600

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	230×115×139 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-645

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×115×139 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	20 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,7 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	346-080-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761012011
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS