KERN **366-93**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 500 g, Knop, gietijzer gelakt



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	5,9512
Testgewicht OIML klasse	M3
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	70,4225
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7100
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	600

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	46×68 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-639

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	46×46×68 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,5002 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761482074
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS