KERN **366-95**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 2 kg, Knop, gietijzer gelakt



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	2 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	23,8048
Testgewicht OIML klasse	M3
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	281,6901
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 g
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7100
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	600

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	70×113 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-642

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	70×70×113 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,2 kg
Verzendgewicht	2,03 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761482098
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS +3 DAYS