KERN **367-08**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 200 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,4819
Testgewicht OIML klasse	M3
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	23,8095
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	100 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	28×47 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-638

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×47 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-080-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-080-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-080-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761257276
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS