KERN **367-12**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 2 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	2 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	4,8186
Testgewicht OIML klasse	M3
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	238,0952
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 g
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	60×100 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-642

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×100 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-120-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-120-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-120-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761257306
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS