
# KERN **ABP-A02**

Interne glazen voorruit



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

| Categorie | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep | Windscherm |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Materiaal | glas |

| Milieuomstandigheden | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 280×190×50 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,45 kg |
| Verzendgewicht | 0,5 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,5 kg |

| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761312050 |
| Goederencode | 90160090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY