
SAUTER **AC 01R**

Schroefspanklem voor trek- en scheurtests



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Klem
Productgroep	Schroefvormige spanklem

Ontwerp

Materiaal	staal
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6
Maximale klembreedte	20 mm
Maximale spanwijdte	20 mm
Trek-/drukkracht [Max]	500 N

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×100×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,225 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761122635
Goederencode	90278990
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

