SAUTER **AE 05**

Touw- en draadspanner tot 500 N



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Klem
Productgroep	Kabel- en draadspanklem

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	38×24×41,5 mm
Materiaal	aluminium
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6
Maximale spanwijdte	2,5 mm
Trek-/drukkracht [Max]	500 N

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×24×41,5 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761247697
Goederencode	90278990
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

