KERN **ALJ-A02**

Verdampingsval, minimaliseert fouten door verdamping bij het pipetteren van kleine volumes van 10 µl tot 10 ml



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Verdampingsval

Ontwerp	
Bouwvorm	rond
Afmetingen (B×D×H)	110×105×60 mm
Materiaal	aluminium

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval	
CE-teken	✓

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	270×215×85 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,85 kg
Verzendgewicht	1 kg
Verzendvolume (gewicht)	1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761312296
Goederencode	90160090
REACH classificatie	geen verboden stoffen