KERN **CH-A01N**

Tarraschaal met Draagarm



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Schaal

Ontwerp

Bouwvorm	Schaal met beugel
Afmetingen (B×D×H)	290×240×340 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	290×240×340 mm
Materiaal	edelstaal

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×300×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	1,4 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761205208
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

