# KERN **CM 1K1N**

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine



**Datum van opstelling: 19.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Zakweegschaal |
| Productfamilie | CM |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 1000 g |
| Afleesbaarheid [d] | 1 g |
| Reproduceerbaarheid | 1 g |
| Linearisatie | ± 2 g |
| Resolutie | 1.000 |
| Tarrabereik | 1000 g |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 1 kg (M3) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 1 kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 2 g |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Eenheden | g<br>tl (Tw)<br>tol |
| Maximale kruip (15 minuten) | 2 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 4 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 12 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 85×130×25 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 70×80 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 70×80 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | kunststof |

## Functies

| | |
|---|---|
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 4 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 4 |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Batterij |
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
| Batterij | 2×1.5 V AAA |
| Batterijaansluiting | Pad + Veer |
| Batterij oplaadtijd | 33 h |
| Batterij/accu aangesloten | niet aangesloten, bijgevoegd |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-247 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

# KERN **CM 1K1N**

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 137×204×32 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,20 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,35 kg |
| Verzendgewicht | 0,318 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,2 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761027305 |
| Goederencode | 84238129 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION

