KERN **DBS-A01.**

Temperatuurkalibratieset bestaande uit meetsensor en afleeseenheid



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Temperatuurkalibratieset

Meetsysteem

Eenheden	°C °F
Temperatuur [Min] (°C)	-50 °C
Temperatuur [Max] (°C)	300 °C
Afleesbaarheid temperatuur [d] (°C)	0,1 °C

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	115×75×18 mm
Materiaal	kunststof + metaal
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Kabellengte	0,9 m

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	400 h
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	3 V
Aantal batterijcellen	2
Batterij – enkelgewicht	22,6 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	45,2 g
Batterijcapaciteit (Wh)	1,8 Wh

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	50 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	290×190×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761188013
Goederencode	90160090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

