KERN **EG-A03**

Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed. Weegruimte B×D×H



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Glazen windscherm

Ontwerp	
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	150×140×130 mm
Materiaal	glas

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	400×300×260 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	2,2 kg
Verzendgewicht	6,2 kg
Verzendvolume (gewicht)	6,2 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761028272
Goederencode	90160090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY