KERN **EMB-A02**

Weegplateau edelstaal voor KERN EMB (Ø 105 mm)



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Weegplateau

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (Ø)	105 mm
Afmetingen weegoppervlak	105 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal onderbouw	kunststof

Stroomvoorziening

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO CH

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	112×112×30 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761111394
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen