
KERN **EOC-A05**

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 330 mm, na te bestellen



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

Meetsysteem

Linearisatie	±

Ontwerp

Materiaal	edelstaal
Statief hoogte	330 mm

Functies

Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Bescherming IP - complete unit	-

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	500×220×130 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2,9 kg
Verzendvolume (gewicht)	2,9 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761192492
Goederencode	96200010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY