# KERN **EWJ-A06**

Accuvoeding intern



**Datum van opstelling: 23.06.2026**

| Categorie | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep | Accumulator |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Afmetingen (B×D×H) | 68×38×19,5 mm |

| Stroomvoorziening | |
|---|---|
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterijaansluiting | 2-polige kuipconnector |
| Batterij capaciteit | 2.600 mAh |
| Batterij spanning | 7,4 V |
| Aantal batterijcellen | 2 |
| Batterij – opbouw/vorm | Onlosmakelijke combinatie van cellen (pakket) |
| Tests volgens UN 38.3 doorstaan | ✓ |
| Accu oplaadtijd | 6,5 h |

| Milieuomstandigheden | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 45 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Gebruikstemperatuur [Min] | -20 °C |
| Gebruikstemperatuur [Max] | 60 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

| Approval | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 114×70×32 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,10 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761475489 |
| Goederencode | 85076000 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

