KERN **FCE-A01**

Edelstalen plateau, robuust, afneembaar, makkelijk te reinigen



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Weegplateau

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	252×228×11 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	252×228 mm
Afmetingen weegoppervlak	252×228 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal onderbouw	kunststof

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	260×230×20 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,307 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761147409
Goederencode	90160090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY