KERN **FEJ-A05**

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	50×30×700 mm
Materiaal	edelstaal
Statief hoogte	700 mm

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×600×130 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	3,3 kg
Verzendvolume (gewicht)	3,3 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761311381
Goederencode	96200010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY