KERN **GAB-A04**

Accuvoeding intern



Datum van opstelling: 20.06.2026

Goederencode	85072080

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	120×80×60 mm

Stroomvoorziening

Type batterij/accu	Pb
Accu	6 V, 4 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	70 h
Accu oplaadtijd	12 h

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	75×110×60 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,779 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761126473