KERN **HFM-A01**

Accuvoeding



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Functies

Bereik draadloze module	20 m

Stroomvoorziening

Type batterij/accu	Pb
Accu	6 V, 10 Ah

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	115×165×55 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,785 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761133341
Goederencode	85072080

Pictogrammen

STANDARD

