KERN **IXC-A02**

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, Statiefhoogte ca. 600 mm



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	160×215×600 mm
Materiaal	staal, gelakt
Statief hoogte	600 mm

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	730×170×130 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	3,2 kg
Verzendvolume (gewicht)	3,2 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761475755
Goederencode	96200010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY