KERN **KUP-05**

Gegevensinterface WiFi voor de gegevensoverdracht van weegschaal aan pc of tablet



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Interface adapter WiFi
Productfamilie	KUP

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	10×10×10 mm
Kabellengte	0,15 m

Functies	
Bereik draadloze module	20 m

Interface	
Interfaces	WiFi KUP

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×145×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,3 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761253940
Goederencode	90160090
REACH classificatie	geen verboden stoffen