KERN **MAP 130K1**

Handknijpkrachtmeter voor krachtsporters – ideaal voor gebruik bij revalidatie na blessures



Datum van opstelling: 10.08.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Handkrachtmeter
Productfamilie	MAP

Meetsysteem	
Weegbereik [Max]	130 kg
Afleesbaarheid [d]	100 g
Aanbevolen justeergewicht	60 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	60 kg
Eenheden	kg lb

Scherm	
Type display	grafisch LCD
Scherm cijferhoogte	12 mm

Ontwerp	
Afmetingen apparaat (B×D×H)	55×102×212 mm
Materiaal displaybehuizing	kunststof

Functies	
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	1 min

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Li-metaal
Batterij	CR2450
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	53 h
Batterij capaciteit	600 mAh
Batterij spanning	3 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	6,5 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	6,5 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,89 Wh
Batterij – lithiumgehalte	2,2 mg
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, geïsoleerd in het apparaat

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Gebruikstemperatuur [Min]	5 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval	
CE-teken	✓

Diensten	
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-102K

Verpakking & verzending	
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	350×265×85 mm
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	367×285×100 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	2,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	2,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761124455
Goederencode	90278990

KERN **MAP 130K1**

Handknijpkrachtmeter voor krachtsporters – ideaal voor gebruik bij revalidatie na blessures

Garantietermijn	24 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

