KERN **MBA-A01**

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat
Productfamilie	MBA

Meetsysteem

Meetbereik lengtemeetlat (cm)	30-80cm
Eenheden	cm, ft
Meetbereik lengte [Max]	80 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Meetbereik lengte [Min]	30 cm
Divisie	0,1 cm
Vooraf ingestelde eenheid	cm, ft

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	850×240×60 mm
Materiaal	kunststoffen
Meetuitlijning	horizontaal

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
Goedkeuring conform 2017/745 (MDR, med.)	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	685×302×115 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	4,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	4,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761216327
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

CE 0297