KERN **MBC-A02**

Draagtas voor mobiel gebruik



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	640×470×120 mm
Materiaal	50 % polyester, 50 % PVC

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×380×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	1 kg
Verzendvolume (gewicht)	1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761133631
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

