KERN **MBC-A03**

Batterij 6×1.2 V 2000 mA



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	30×150×15 mm

Stroomvoorziening

Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Batterij capaciteit	2.000 mAh
Batterij spanning	7,2 V
Batterijcapaciteit (Wh)	14,4 Wh
Accu	6×1.2 V 2000 mA

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	83×141×48 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,19 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761145412
Goederencode	85075000

Pictogrammen

STANDARD

