
KERN **MBC-A08**

Akku



Erstellungsdatum: 23.06.2026

Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Akku / Batterie

Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	30×150×15 mm

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Akku
Batterie-/Akkuart	NiMH
Batterieanschluss	Steckklemmen
Batterie-Kapazität	2.200 mAh
Batterie-Spannung	7,2 V
Akku	6 x 1.2 V 2000 mA

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	35×155×20 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,163 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen	
GTIN/EAN-Nummer	4045761312272
Warennummer (Zolltarifnummer)	85075000

Piktogramme

STANDARD

1 DAY