
KERN **MBC-A08**

Batterij



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator / Batterij

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	30×150×15 mm

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Batterij capaciteit	2.200 mAh
Batterij spanning	7,2 V
Accu	6×1.2 V 2000 mA

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	35×155×20 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,163 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761312272
Goederencode	85075000

Pictogrammen

STANDARD

