KERN **MBF 100K-2**

Multifunctionele baby- en peuterweegschaal met ouder-kind-functie



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Babyweegschaal
Productfamilie	MBF

Meetsysteem	
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	2
Weegbereik [Max]	20 kg; 100 kg
Afleesbaarheid [d]	0,01 kg; 0,05 kg
Reproduceerbaarheid	0,04 kg; 0,2 kg
Linearisatie	± 0,15 kg; 0,8 kg
Resolutie	2.000, 2.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,06 kg; 0,6 kg
Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Eenheden	kg lb
Maximale kruip (15 minuten)	100 g
Maximale kruip (30 minuten)	200 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm	
Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	0,7"
Scherm cijferhoogte	20 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	290×326×41 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	600×354×91,5 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	600×295 mm
Afmetingen weegoppervlak	600×295 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	600×295×45 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof

Functies	
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	15 sec
Tarreerfunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	3×1,5V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	51 h
Batterij oplaadtijd	51 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval	
CE-teken	✓

Diensten	
Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

KERN **MBF 100K-2**

Multifunctionele baby- en peuterweegschaal met ouder-kind-functie

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	650×350×170 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	7,7 kg
Verzendvolume (gewicht)	7,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761493827
Goederencode	84231090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

