KERN **MFB 150K100S05**

Design Körperanalysenwaage zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI und Grundumsatz/Aktivitätsumsatz



Erstellungsdatum: 21.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Körperanalysenwaage
Produktfamilie	MFB

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	182 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 0,5 kg
Auflösung	1.820
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Einschwingzeit	2 s
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,5 kg
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	kg lb
Max. Kriechen (15 Minuten)	200 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	400 g
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	35 mm

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	300×300×25 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×300 mm
Abmessungen Wägefläche	300×300 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×25 mm
Material Wägeplatte	Glas

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb	1 min

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Batterie-/Akkuart	Li-Metal
Batterie	2xCR2032
Batterie Betriebsdauer	100 h
Batterie-Kapazität	210 mAh
Batterie-Spannung	30 V
Anzahl Batterie-Zellen	10
Batterie – Einzelgewicht	1740 g
Batterie – Gesamtgewicht im Artikel	17400 g
Batterie – Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	0,63 Wh
Batterie – Lithium-Gehalt	550 mg
Tests nach UN 38.3 bestanden	✓
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, im Gerät isoliert

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129S05
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

KERN **MFB 150K100S05**

Design Körperanalysenwaage zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI und Grundumsatz/Aktivitätsumsatz

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×330×300 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg
Volumengewicht	6,5 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761208360
Warennummer (Zolltarifnummer)	84231090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

