KERN **MGC 100K-1S05**

De robuuste klassieker om snel het lichaamsgewicht vast te leggen



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGC

Meetsysteem

Weegsysteem	Mechanische balans
Weegbereik [Max]	150 kg
Afleesbaarheid [d]	1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Resolutie	150
Justeermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Aanbevolen justeergewicht	100 kg (M1)
Inslingertijd	1,5 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,5 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg
Maximale kruip (15 minuten)	2 kg
Maximale kruip (30 minuten)	4 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Scherm cijferhoogte	8 mm

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	290×425×90 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	265×265 mm
Afmetingen weegoppervlak	265×265 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	265×265×70 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×315×565 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	17,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	16,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761208339
Goederencode	84231090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY