KERN **MGC 100K-1**

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts



Erstellungsdatum: 21.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Badezimmerwaage
Produktfamilie	MGC

Messsystem

Wägesystem	Mechanische Waage
Wägebereich [Max]	150 kg
Ablesbarkeit [d]	1 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Linearität	± 2 kg
Auflösung	150
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Einschwingzeit	1,5 s
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,5 kg
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	kg
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display Ziffernhöhe	8 mm

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	290×425×90 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	265×210 mm
Abmessungen Wägefläche	265×210 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	265×210×40 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Material Wägeplatte	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×315×113 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg
Volumengewicht	3,3 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761202078
Warennummer (Zolltarifnummer)	84231090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

