KERN **MGD 100K-1S05**

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGD

Meetsysteem	
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	180 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Resolutie	1.800
Justeermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb lb:st
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm	
Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	40 mm

Ontwerp	
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×300×19 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	300×300 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×300×19 mm
Materiaal weegoppervlak	glas

Functies	
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	1 min

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Type batterij/accu	Li-metaal
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij capaciteit	210 mAh
Batterij spanning	30 V
Aantal batterijcellen	10
Batterij – enkelgewicht	1740 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	17400 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	0,63 Wh
Batterij – lithiumgehalte	550 mg
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, geïsoleerd in het apparaat

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval	
CE-teken	✓

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129S05
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

KERN **MGD 100K-1S05**

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×330×160 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	14 kg
Verzendgewicht	14 kg
Verzendvolume (gewicht)	3,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761208346
Goederencode	84231090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

