KERN **MGD 100K-1**

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGD

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	180 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Resolutie	1.800
Justeermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb lb:st
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	40 mm

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×300×19 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	300×300 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×300×19 mm
Materiaal weegoppervlak	glas

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	10 sec

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Type batterij/accu	Li-metaal
Batterij	2×CR2032
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij capaciteit	210 mAh
Batterij spanning	6 V
Aantal batterijcellen	2
Batterij – enkelgewicht	1740 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	3480 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	0,63 Wh
Batterij – lithiumgehalte	110 mg
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, geïsoleerd in het apparaat

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

KERN **MGD 100K-1**

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	320×320×32 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,77 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761202085
Goederencode	84231090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

