KERN **MGD 200K-1LS05**

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGD

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	1,35 kg
Linearisatie	± 1,35 kg
Resolutie	2.500
Justeermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,35 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	50 mm

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	380×330×27 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	380×330 mm
Afmetingen weegoppervlak	380×330 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	380×330×27 mm

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	1 min

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij capaciteit	420 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	90 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	90 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	0,63 Wh
Batterij – lithiumgehalte	0 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, geïsoleerd in het apparaat

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129S05
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	410×352×215 mm

KERN **MGD 200K-1LS05**

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	14 kg
Verzendgewicht	14 kg
Verzendvolume (gewicht)	6,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761208377
Goederencode	84231090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

