KERN **MGD 200K-1L**

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Erstellungsdatum: 21.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Badezimmerwaage
Produktfamilie	MGD

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	250 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	1,35 kg
Linearität	± 1,35 kg
Auflösung	2.500
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Einschwingzeit	2 s
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,35 kg
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	kg lb
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Max. Kriechen (15 Minuten)	200 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	400 g
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	10 mm
Display Ziffernhöhe	50 mm

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	380×330×27 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	380×330 mm
Abmessungen Wägefläche	380×330 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	380×330×27 mm

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb	1 min

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	3x 1,5V AAA
Batterieanschluss	Batterie-Einsatz
Batterie Betriebsdauer	100 h
Batterie-Kapazität	420 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	1
Batterie – Einzelgewicht	90 g
Batterie – Gesamtgewicht im Artikel	90 g
Batterie – Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	0,63 Wh
Batterie – Lithium-Gehalt	0 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, im Gerät isoliert

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d

KERN **MGD 200K-1L**

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	410×352×43 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,8 kg
Versandgewicht	2,8 kg
Volumengewicht	1,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761202092
Warennummer (Zolltarifnummer)	84231090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

