KERN **MGD 200K-1L**

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGD

Meetsysteem	
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	1,35 kg
Linearisatie	± 1,35 kg
Resolutie	2.500
Justeermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,35 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm	
Type display	LCD
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	10 mm
Scherm cijferhoogte	50 mm

Ontwerp	
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	380×330×27 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	380×330 mm
Afmetingen weegoppervlak	380×330 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	380×330×27 mm

Functies	
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	1 min

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	3×1,5V AAA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij capaciteit	420 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	90 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	90 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	0,63 Wh
Batterij – lithiumgehalte	0 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, geïsoleerd in het apparaat

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval	
CE-teken	✓

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

KERN **MGD 200K-1L**

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	410×352×43 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,8 kg
Verzendgewicht	2,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761202092
Goederencode	84231090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

