KERN **MPI 200K-1S05**

Personenweegschaal met bijzonder groot en plat weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPI

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	200 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,3 kg
Linearisatie	± 1,1 kg
Resolutie	2.000
Justeermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	430×370 mm
Afmetingen weegoppervlak	430×370 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	430×370×40 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	15 sec
Tarreerfunctie	geen

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1,5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij capaciteit	1.100 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	90 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	90 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,65 Wh
Batterij – lithiumgehalte	0 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129S05
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	510×420×415 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg

KERN **MPI 200K-1S05**

Personenweegschaal met bijzonder groot en plat weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	17,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	17,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761208384
Goederencode	84231090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

